

Anticorpo Policlonal Anti-Sgpl1 Para If-P, Ihc-P, Elisa - O95470

Número do item: CM0026481



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SGPL1 humano (liase S1P). Validado para IF-P, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de metabolismo de esfingolipídios e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGPL1 Coelho pAb
Observações/Apelido	SPL; S1PL; NPHS14
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8879
GeneID	8879
Imunôgeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95470
Peso Proteico	64kDa
Envio	Saco de gelo