


Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Sgta Para Wb, If/Icc, Elisa - O43765

Número do item: CM0029984



introdução

Anticorpo Policloonal de Coelho Anti-SGTA validado para aplicações de Western blot, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a co-chaperona SGTA humana envolvida no controle de qualidade proteico e inserção de proteínas com ancoragem na cauda. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SGTA pAb de Coelho
Observações/Alias	SGT; Vpu; SGT1; hSGT; alphaSGT; SGTA
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6449
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 da SGTA humana (NP_003012.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O43765
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Caixa de gelo