


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Sh2D1A Para Wb, If/Icc, Elisa - O60880

Número do item: CM0014322



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho Anti-SH2D1A validado para Western blot (WB), Imunofluorescência/Imunocitoquímica (IF/ICC) e ELISA. Detecta níveis endógenos em amostras humanas e de camundongo. Direciona-se à proteína SAP associada ao SLAM, um adaptador citoplasmático de 14 kDa. Ideal para pesquisa em células NK e sinalização imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SH2D1A Rabbit pAb
Observações/Alias	LYP, SAP, XLP, DSHP, EBVS, IMD5, XLPD, MTC1, XLPD1, SAP/SH2D1A, SH2D1A
Espécie	Humano
GeneID	4068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-128 da SH2D1A humana (NP_002342.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60880
Peso Proteico	14kDa
Transporte	Bolsa de gelo