


Anticorpo Policlonal Anti-Sh3GL2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99962

Número do item: CM0026142



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa o SH3GL2 humano (Endofilina-A1), validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada de mouse. Ideal para estudar a endocitose mediada por clatrina e o desenvolvimento neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SH3GL2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CNSA2; SH3P4; EEN-B1; SH3D2A; SH3GL2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6456
GeneID	6456
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do SH3GL2 humano (NP_003017.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Mouse
SWISS	Q99962
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo