


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Sigmar1 Para Wb E Elisa - Q99720

Número do item: CM0017391



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra SIGMAR1 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humanos e ratos. Adequado para pesquisa sobre doenças neurodegenerativas, sinalização de cálcio e transporte de lipídios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIGMAR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SRBP; ALS16; DSMA2; OPRS1; SR-BP; SIG-1R; SR-BP1; sigma1R; hSigmaR1; SIGMAR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10280
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-80 do SIGMAR1 humano (NP_005857.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q99720
Peso Proteico	25kDa
Envio	Saco de gelo