

Anticorpo Policlonal Anti-Sirt4 Para If/Icc, Elisa - Q9Y6E7

Número do item: CM0014188

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra SIRT4 (Q9Y6E7) validado para IF/ICC e ELISA. Tem como alvo a SIRT4 humana, uma sirtuína mitocondrial envolvida no metabolismo, na supressão tumoral e na resposta a danos no DNA. Ideal para pesquisas em oncologia e doenças metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT4 pAb de coelho
Observações/Apelido	SIR2L4; SIRT4
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23409
ID do Gene	23409
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da SIRT4 humana (NP_036372.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q9Y6E7
Peso da Proteína	35 kDa
Envio	Bolsa de gelo