

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Sirt5 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q9Nxa8

Número do item: CM0029541



introdução

Anticorpo policlonal de coelho SIRT5 validado por KO para WB e ELISA, reativo com humano, rato e rato. Explore as funções da desacilase mitocondrial em pesquisas sobre metabolismo e envelhecimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado por KO] SIRT5 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	SIR2L5; T5
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23408
ID do Gene	23408
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 37-310 da SIRT5 humana (NP_036373.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9NXA8
Peso Proteico	34kDa
Envio	Bolsa de Gelo