


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Sirt6 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q8N6T7

Número do item: CM0011169



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado à SIRT6 humana (SIR2L6/hSIRT6). Validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em reparo de DNA, metabolismo e envelhecimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SIRT6 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	SIR2L6; hSIRT6
Espécie Alvo	Humano
GeneID (Humano)	51548
GeneID	51548
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-355 da SIRT6 humana (NP_057623.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N6T7
Peso Proteico	36 kDa / 39 kDa
Envio	Em saco de gelo