


Anticorpo Policlonais Anti-Slc12A2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55011

Número do item: CM0014621



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SLC12A2 validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta NKCC1 (131 kDa) humano, de camundongo e rato, um cotransportador basolateral de Na-K-2Cl crucial para o volume celular e homeostase iônica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC12A2 Rabbit pAb
Observações/Alias	BSC; BSC2; CCC1; BSC-2; KILQS; NKCC1; PPP1R141; SLC12A2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6558
GeneID	6558
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-280 da SLC12A2 humana (NP_001037.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P55011
Peso da Proteína	131kDa
Envio	Bolsa de gelo