


Anticorpo Policlonal Anti-Slc12A6 Para If/Icc, Elisa - Q9Uhw9

Número do item: CM0029643



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SLC12A6/KCC3 humano. Validado para IF/ICC e ELISA, este anticorpo apoia a pesquisa sobre regulação do volume celular e cotransporte de potássio-cloreto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC12A6 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	KCC3; ACCPN; KCC3A; KCC3B; CMT2II; SLC12A6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9990
GeneID	9990
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-190 de SLC12A6 humano (NP_598408.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UHW9
Peso Proteico	128kDa
Transporte	Saco de gelo