


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc18A3 Para If-P, Ihc-P, Elisa - Q16572

Número do item: CM0020130



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC18A3 (VACHT), validado para IF-P, IHC-P, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de neurotransmissão colinérgica e vesículas sinápticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC18A3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CMS21; VACHT; SLC18A3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6572
GeneID	6572
Imunôgeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 473-532 do SLC18A3 humano (NP_003046.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q16572
Peso Proteico	57kDa
Envio	Saco de gelo