

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A1 Para Wb, Elisa - P53007

Número do item: CM0022308

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC25A1 humano (transportador de citrato mitocondrial). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para aplicações de pesquisa metabólica e oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SLC25A1; CTP; D2L2AD; SEA; SLC20A3; solute carrier family 25 member 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6576
GeneID	6576
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 14-124 do SLC25A1 humano (NP_005975.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53007
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo