

Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P53007

Número do item: CM0018257

introdução

Anticorpo policlonal contra SLC25A1 humano, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta níveis endógenos de SLC25A1 em Humano, Rato, Camundongo. Ideal para pesquisa de transporte de citrato mitocondrial e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CIC; CTP; SEA; CMS23; D2L2AD; SLC20A3; SLC25A1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6576
GeneID	6576
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-311 do SLC25A1 humano (NP_005975.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	P53007
Peso Proteico	34kDa
Envio	Saco de gelo