


Anticorpo Policlonal Anti-Slc25A12 Para Wb, Elisa - 075746

Número do item: CM0016736



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC25A12 humano, validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para estudar o transporte mitocondrial de aspartato/glutamato e navetas metabólicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A12 Coelho pAb
Observações/Apelido	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8604
ID do Gene	8604
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-180 do SLC25A12 humano (NP_003696.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	075746
Peso Proteico	75kDa
Envio	Saco de Gelo