


Anti-Slc25A12 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, If-P, Ihc-P, Ip, Elisa - O75746

Número do item: CM0002751



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante que visa o SLC25A12 humano, um antiportador mitocondrial de aspartato/glutamato. Validado para WB, IF-P, IHC-P, IP e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de transporte mitocondrial e metabolismo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A12 mAb de Coelho
Observações/Apelido	AGC1; DEE39; ARALAR; EIEE39; SLC25A12
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8604
ID do Gene	8604
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O75746
Peso da Proteína	75 kDa
Envio	Saco com gelo