

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Slc25A20 Para Wb, If/Icc, Elisa - O43772

Número do item: CM0028145

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra SLC25A20 (CAC/CACT), validado para WB, IF/ICC, ELISA em humanos e ratos. Alvo do transportador mitocondrial carnitina/acilcarnitina, essencial para a oxidação de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC25A20 Rabbit pAb
Observações/Alias	CAC; CACT; SLC25A20
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	788
ID do Gene	788
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-301 da SLC25A20 humana (NP_000378.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43772
Peso Proteico	33kDa
Envio	Bolsa de gelo