

Anticorpo Policlonal Anti-Slc26A11 Para Wb, Elisa - Q86Wa9

Número do item: CM0022314

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SLC26A11 humano (transportador de ânions de sulfato independente de sódio) validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo. Útil para estudos em rim, cérebro e biologia de transporte.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC26A11 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SLC26A11
Espécie	Humano
ID do Gene	284129 (humano)
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 500-600 do SLC26A11 humano (NP_001159819.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q86WA9
Peso da Proteína	65kDa
Envio	Saco de gelo