

Anticorpo Policlonal Anti-Slc27A2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O14975

Número do item: CM0014083

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC27A2 (FATP2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudos de transporte e metabolismo de ácidos graxos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC27A2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	VLCS; FATP2; VLACS; ACSVL1; FACVL1; hFACVL1; HsT17226; SLC27A2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11001
ID do Gene	11001
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 290-573 do FATP2 humano (NP_003636.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	O14975
Peso Proteico	70kDa
Envio	Saco de gelo