

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc29A3 Para Wb, Elisa - Q9Bzd2

Número do item: CM0016793

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC29A3/ENT3 humano. Validado para WB e ELISA. Tem como alvo o transportador de nucleosídeos envolvido no reaproveitamento de purinas e pirimidinas lisossômicas e mitocondriais. Para pesquisas sobre o metabolismo de nucleosídeos e a imunologia de macrófagos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC29A3 pAb de Coelho
Observações/Apelidos	ENT3; HJCD; PHID; HCLAP; SLC29A3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55315
GeneID	55315
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 de SLC29A3 humano (NP_060814.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BZD2
Peso da Proteína	52 kDa
Envio	Bolsa de gelo