

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc2A5 (Glut5) Para Wb, Elisa - P22732

Número do item: CM0015643

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLC2A5 (GLUT5), validado para Western blotting (WB) e ELISA, com reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Adequado para pesquisas sobre transportadores de frutose e estudos metabólicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	SLC2A5 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GLUT5; GLUT-5; SLC2A5
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6518
GeneID	6518
Imunógeno	Peptídeo sintético, correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do SLC2A5 humano (NP_003030.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo
SWISS	P22732
Peso da proteína	55 kDa
Envio	Em bolsa de gelo