

Anticorpo Policlonal Anti-Slc39A11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Bwy7

Número do item: CM0021302

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Slc39a11 (ZIP-11) de camundongo, um transportador de zinco. Validado para western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudos de homeostase de íons metálicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Slc39a11 Coelho pAb
Observações/Apelido	ZIP-11; 1810074D23Rik; Slc39a11
Espécie	Camundongo
GeneID	69806
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-174 do Slc39a11 de camundongo (NP_001159975.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8BWY7
Peso Proteico	35kDa
Envio	Embale de gelo