

Anticorpo Policlonal Anti-Slc39A4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6P5W5

Número do item: CM0028349

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SLC39A4 humano (ZIP4), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Transportador de zinco essencial para a absorção de zinco dietético; ideal para pesquisa em metabolismo do zinco.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC39A4 Coelho pAb
Observações/Apelido	AEZ; ZIP4; AWMS2; SLC39A4
Espécie	Humano
GeneID	55630
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-327 do SLC39A4 humano (NP_570901.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6P5W5
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de Gelo