


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slc3A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q07837

Número do item: CM0028249



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SLC3A1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta níveis endógenos em humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisa de transporte de aminoácidos e doenças renais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLC3A1 Coelho pAb
Observações/Apelidos	D2H; ATR1; NBAT; RBAT; CSNU1; SLC3A1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6519
ID do Gene	6519
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 416-685 da SLC3A1 humana (NP_000332.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q07837
Peso da Proteína	79kDa
Envio	Bolsa de gelo