

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Slco2B1 Para Wb/Elisa - 094956

Número do item: CM0014529

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SLCO2B1 humano (OATPB/OATP2B1), adequado para WB e ELISA. Detecta transportador de ânions orgânicos de ~77kDa em humanos e camundongos; ideal para estudos de transporte de esteroides/fármacos e estudos hepáticos/placentários.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLCO2B1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OATPB; OATP-B; OATP2B1; SLC21A9; SLCO2B1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11309
GeneID	11309
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-210 do SLCO2B1 humano (NP_009187.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O94956
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo