

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Sltm Para Wb, Elisa - Q9Nwh9

Número do item: CM0023871

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao SLTM humano (modulador de transcrição semelhante ao SAFB), validado para WB e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo. Adequado para estudos de regulação da transcrição e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SLTM Rabbit pAb
Observações/Apelido	Met; SLTM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79811
GeneID	79811
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 900-1000 do SLTM humano (NP_079031.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NWH9
Peso Proteico	117kDa
Envio	Saco de gelo