


Anticorpo Monoclonal Anti-Smad1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Número do item: CM0003193



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Smad1, validado para Western blot, IHC-P, IP e ELISA. Reconhece Smad1 humano e de camundongo; adequado para pesquisas de sinalização BMP/TGF- β .

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] Smad1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BSP1, JV41, BSP-1, JV4-1, MADH1, MADR1, d1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4086
GeneID	4086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-240 do Smad1 humano (NP_005891.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15797
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo