


Anticorpo Policlonal Anti-Smad1 Para Wb, Elisa - Q15797

Número do item: CM0018307



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao Smad1 humano (aa 20-240). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa de sinalização BMP e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Smad1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BSP1; JV41; BSP-1; JV4-1; MADH1; MADR1; Smad1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4086
GeneID	4086
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-240 do Smad1 humano (NP_001003688.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15797
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo