

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smad2/Smad3 Para Wb, Ip, Chip, Elisa - Q15796 / P84022

Número do item: CM0011255



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-SMAD2/SMAD3 validado por KO para Western blot, imunoprecipitação, imunoprecipitação de cromatina e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo o transdutor de sinalização TGF-beta/activina SMAD2/SMAD3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-SMAD2/SMAD3 [validado por KO]
Observações/Apelidos	CHTD8; JV18; JV18-1; LDS6; MADH2; MADR2; hMAD-2; hSMAD2; HSPC193; HsT17436; JV15-2; LDS1C; LDS3; MADH3; hMAD-3; hSMAD3; mad3
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4087/4088
GeneID	4087/4088
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 198-298 de SMAD2/SMAD3 humano (NP_005892.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, ChIP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q15796/P84022
Peso da proteína	25-52 kDa
Envio	Bolsa de gelo