


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Smad3 (Validado Em Ko) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Número do item: CM0007349



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho que visa o Smad3 humano, validado para Western blot, imuno-histoquímica (parafina) e ELISA. Detecta Smad3 em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para estudar vias de sinalização TGF- β .

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	[Validado em KO] Smad3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4088
GeneID	4088
Imunogénio	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do Smad3 humano (NP_005893.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P84022
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de gelo