


Anticorpo Policlonais Anti-Smarcad1 Para Wb, Elisa - Q9H4L7

Número do item: CM0022748



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SMARCAD1 humano, validado para WB e ELISA. Tem como alvo um remodelador de cromatina dependente de ATP, essencial para o reparo de DNA e organização da heterocromatina. Ideal para pesquisa em biologia da cromatina e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	SMARCAD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SMARCAD1; ADERM; BASNS; ETL1; HEL1; SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	56916
GenelD	56916
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 928-1026 da SMARCAD1 humana (NP_064544.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H4L7
Peso da Proteína	68kDa/117kDa
Envio	Bolsa de gelo