

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Smarcd3 Para Wb, Elisa - Q6Ste5

Número do item: CM0024518

introdução

Anticorpo policlonico de coelho de alta qualidade direcionado a SMARCD3 (BAF60C), um fator chave de remodelação da cromatina. Validado para WB e ELISA, reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em regulação da transcrição e neurogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMARCD3 Rabbit pAb
Observações/Alias	Rsc6p; BAF60C; CRACD3; SMARCD3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6604
GeneID	6604
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 275-440 da SMARCD3 humana (NP_001003801.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6STE5
Peso Proteico	55kDa
Envio	Bolsa de gelo