


Anticorpo Policlonal Anti-Smyd2 Para Wb/If/Elisa - Q9Nrg4

Número do item: CM0030636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SMYD2 (KMT3C, HSKM-B) para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano e rato. Ideal para estudar metilação de histonas, regulação do p53 e epigenética do cancro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SMYD2 Rabbit pAb
Observações/Alias	KMT3C; HSKM-B; ZMYND14; SMYD2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	56950
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do SMYD2 humano (NP_064582.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9NRG4
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Saco de gelo