

Anticorpo Monoclonal Anti-Socs7 Para Wb, Elisa - 014512

Número do item: CM0007025

introdução

mAb anti-SOCS7 de coelho validado para WB e ELISA. Tem como alvo o SOCS7 humano, um adaptador de ligase E3 de 63 kDa que regula a sinalização de citocinas e insulina. Ideal para estudos de imunodetecção.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-SOCS7 de coelho
Observações/Apelidos	NAP4; NCKAP4; SOCS7
Espécie	Humano
ID do Gene	30837
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 do SOCS7 humano (NP_055413.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14512
Peso da Proteína	63 kDa
Envio	Bolsa de gelo