

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Receptor Da Somatostatina 2 (Sstr2) Para Wb, Elisa - P30874

Número do item: CM0002714



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Receptor da Somatostatina 2 (SSTR2/SRIF-1). Validado para WB e ELISA; reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para estudos de sinalização de GPCR e tumores neuroendócrinos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Somatostatin Receptor 2 (SSTR2) Rabbit mAb
Observações/Apelido	SST2; Somatostatin Receptor 2 (SSTR2)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6752
ID do Gene	6752
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 302-369 do Receptor da Somatostatina 2 (SSTR2) humano (NP_001041.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30874
Peso Proteico	41kDa
Envio	Bolsa de gelo