


Anticorpo Monoclonal Anti-Sorting Nexin-5 (Snx5) Para Ihc-P E Elisa - Q9Y5X3

Número do item: CM0003798



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à sorting nexin-5 (SNX5) humana, validado para imuno-histoquímica (IHC-P) e ELISA. Detecta SNX5 humana, de camundongo e rato. Ideal para estudar o tráfego endossomal mediado pelo retrômero e vias de degradação do EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SNX5 Rabbit mAb
Observações/Alias	SNX5
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	27131
GeneID	27131
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-127aa da SNX5 humana.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5X3
Peso Molecular da Proteína	47kDa
Envio	Saco de gelo