

Anticorpo Policlonal Anti-Sox13 Para Wb, Elisa - Q9Un79

Número do item: CM0017128

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o SOX13 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre regulação da transcrição e sinalização WNT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SOX13 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ICA12; Sox-13; SOX13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9580
GeneID	9580
Imunógeno	Proteína Recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UN79
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Saco com gelo