

Anticorpo Policlonal Anti-Spag5 Para If/Icc, Elisa - Q96R06

Número do item: CM0027647

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra SPAG5 humano (Astrin, MAP126) para IF/ICC e ELISA. Imunógeno recombinante (aa 1-300) garante especificidade para estudar a dinâmica do fuso mitótico e a segregação cromossômica. - Q96R06

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPAG5 Coelho pAb
Observações/Apelido	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10615
GeneID	10615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do SPAG5 humano (NP_006452.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96R06
Peso Proteico	134kDa
Envio	Saco de gelo