

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Spdef Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95238

Número do item: CM0016471



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPDEF humano (PDEF, fator de transcrição Ets contendo domínio pontudo SAM). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa de câncer de próstata e tecido epitelial regulado por hormônios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPDEF Coelho pAb
Observações/Apelido	PDEF; bA375E1.3; SPDEF
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25803
GeneID	25803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-335 do SPDEF humano (NP_036523.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O95238
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de Gelo