

Anticorpo Policlonal Anti-Sphk2 Para Wb E Elisa - Q9Nra0

Número do item: CM0029742

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SPHK2 para WB e ELISA, visando a esfingosina quinase 2 humana (SPHK2). Apresenta reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para o estudo da sinalização de S1P, apoptose, respiração mitocondrial e regulação epigenética de genes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPHK2 Rabbit pAb
Observações/Alias	SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2; SPHK2
Espécie	Humano
GeneID	56848
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-165 da SPHK2 humana (NP_001191088.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NRA0
Peso da Proteína	69kDa
Envio	Bolsa de gelo