


Anticorpo Policlonal Anti-Spin1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y657

Número do item: CM0027696



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a SPIN1 (Spindlin-1), um leitor de cromatina que reconhece H3K4me3K9me3 e ativa a sinalização Wnt. Validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em câncer e epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPIN1 Rabbit pAb
Observações/Alias	SPIN; TDRD24; SPIN1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10927
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-262 da SPIN1 humana (NP_006708.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y657
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo