

Anticorpo Monoclonal Anti-Sprouty 2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Número do item: CM0010433



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Sprouty 2 humana (SPRY2) para aplicações em Western blot, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para rato. Adequado para estudos de sinalização FGF e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Sprouty 2 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	IGAN3; hSPRY2; Sprouty 2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10253
GeneID	10253
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 216-315 da Sprouty 2 humana (O43597).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O43597
Peso Proteico	35kDa
Envio	Em saco de gelo