


Anticorpo Policlonal Anti-Spsb1 Para Wb E Elisa - Q96Bd6

Número do item: CM0015199



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra SPSB1 humano, adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Tem como alvo um regulador chave da produção de óxido nítrico e degradação mediada por ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SPSB1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SSB1; SSB-1; SPSB1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	80176
GeneID	80176
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-60 do SPSB1 humano (NP_079382.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96BD6
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo