


Anticorpo Monoclonal Anti-Sqstm1/P62 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Número do item: CM0002213



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra SQSTM1/p62 humano (Q13501). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA e apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em autofagia e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SQSTM1/p62 Coelho mAb
Observações/Apelidos	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Espécie	Humano
ID do Gene	8878
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 341-440 da proteína humana SQSTM1/p62 (Q13501)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13501
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Bolsa de gelo