

Anticorpo Policlonal Anti-Srpx Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78539

Número do item: CM0014832

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-SRPX humano validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar fagocitose, adesão celular e liberação de discos retinianos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRPX pAb de Coelho
Observações/Apelido	DRS; ETX1; SRPX1; HEL-S-83p; SRPX
Espécie	Humano
GeneID	8406
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-320 do SRPX humano (NP_006298.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P78539
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco com gelo