


Anticorpo Policlon Anti-Srrm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Iyb3

Número do item: CM0029939



introdução

Anticorpo policlon de coelho contra SRRM1 (SRM160) humano, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para pesquisa de splicing de RNA e spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	SRRM1 Rabbit pAb
Observações/Alias	160-KD; POP101; SRM160; SRRM1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10250
GeneID	10250
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 de SRRM1 humano (NP_005830.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlones
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8IYB3
Peso Proteico	102kDa
Envio	Saco de gelo