


Anticorpo Policlonal Anti-Ssrp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Número do item: CM0025291



introdução

Anticorpo policlonal (pAb) de coelho anti-SSRP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com SSRP1 humano e murino (FACT80), uma subunidade do complexo FACT envolvida na remodelação da cromatina, alongamento da transcrição e reparação do DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	pAb de coelho anti-SSRP1
Observações/Apelidos	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	6749
ID do Gene	6749
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da SSRP1 humana (NP_003137.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q08945
Peso da Proteína	81kDa
Transporte	Saco de gelo