

Anticorpo Policlonal Anti-Ssx4 Para Wb, Elisa - 060224

Número do item: CM0028758

introdução

pAb de Coelho SSX4 validado para WB e ELISA, direcionado ao SSX4 humano e de camundongo. Ideal para pesquisas de regulação de transcrição e estudos de antígenos de câncer/testículo. Fornecido pela CamelBio, seu parceiro de matérias-primas para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho SSX4
Observações/Apelido	CT5.4; SSX4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6759
GeneID	6759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-188 do SSX4 humano (NP_005627.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O60224
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo