


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stap2 Para Wb, Elisa - Q9Ugk3

Número do item: CM0019654



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao STAP2 humano (BKS), adequado para Western blot e ELISA. Detecta STAP2 humano e de camundongo. Ideal para estudar sinalização PTK6, modulação STAT3 e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	BKS; STAP2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55620
GeneID	55620
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 130-220 do STAP2 humano (NP_001013863)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UGK3
Peso Proteico	45kDa
Envio	Bolsa de Gelo