

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Stat1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42224

Número do item: CM0015787



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra STAT1 humano (P42224) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato, rato. Ideal para estudar a sinalização de interferon e a atividade do fator de transcrição STAT1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT1 Coelho pAb
Observações/Apelido	CANDF7; IMD31A; IMD31B; IMD31C; ISGF-3; STAT91; STAT1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6772
GeneID	6772
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 513-712 do STAT1 humano (NP_009330.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P42224
Peso Proteico	87kDa
Envio	Saco de Gelo