

Anticorpo Policlonal Anti-Stat2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P52630

Número do item: CM0017918



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra STAT2 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de interferon e antiviral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	STAT2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6773
GeneID	6773
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 550-706 do STAT2 humano (NP_005410.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P52630
Peso Proteico	98kDa
Envio	Em saco de gelo